


Instrucțiuni recoltare

1

Se așează o pungă sau o bucată de hârtie în vasul de toaletă astfel încât să se evite contactul direct între scaun și apa din vasul de toaletă. De asemenea goliți vezica urinară înainte de colectare, pentru a evita contactul cu urina.



2

Se deschide punga cu tubul de colectare. În aceasta veți găsi un tub cu capac mov, o hârtie cu instrucțiuni vizuale și o spatulă pe care o veți folosi pentru a transfera o mică parte de materii fecale de pe hârtia sau punga pe care ați fixat-o anterior pe capacul de toaletă.



3

Urmați următoarele instrucțiuni pentru colectarea probei de materii fecale de pe hârtia/punga pe care ați fixat-o anterior pe capacul de toaletă:

Precauții:



- Doar pentru uz extern
- Nu îndepărtați partea galbenă
- Nu vărsați lichidul din tub
- Dacă din greșeală, pielea dumneavoastră intră în contact cu lichidul din tub, spălați imediat zona afectată.
- Nu înghițiți lichidul din tub.




Țineți cu o mână de partea galbenă și cu cealaltă desfaceți capacul mov.

Nu vărsați lichid din tub!




Colectați cu spatula o cantitate de scaun comparabilă cu estimarea de mai jos.




Transferați proba în zona marcată cu filet din partea galbenă a tubului până umpleți complet acea zonă indicată de săgeți.


Nu împingeți proba în partea de jos a tubului!




Îndepărtați orice exces. Ștergeți exteriorul tubului cu o hârtie dacă este cazul.




Înfiletați capacul mov pe partea galbenă până la închiderea completă și ermetică.



Agitați viguros tubul închis ermetic timp de 30 secunde.



Proba de scaun se va amesteca cu lichidul de stabilizare din tub. Continuați agitarea dacă mai rămân particule mari ca în imaginea din stânga (Fig. A).



Plasați spatula în pachetul original și aruncați la gunoi.

4

Puneți tubul cu proba colectată într-o pungă marcată - probă biologică și păstrați-o la temperatura camerei sau la congelator dacă temperatura camerei depășește 25 grade Celsius. **Nu păstrați proba la frigider!**

Completați formularul cu datele necesare pentru analiză prin scanarea codului QR code de mai jos:

5



6

Solicitați preluarea probei de către curier prin mesaj Whatsapp la

+40 728 011 131